

「転倒むし®」 一部品番販売終了および後継品番新発売のご案内

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、弊社「転倒むし®」の一部品番に関して販売を終了し、後継品番の販売を開始させていただきますこととなりましたのでご案内申し上げます。

敬具

記

【販売終了品番】

商品コード	JANコード	品名・規格	仕様	参考価
82-794	4987458827945	NTM-3ANL	吸着力調整機能なし	¥18,500/台
82-795	4987458827952	NTM-4ANL	吸着力調整機能有り	¥23,000/台

販売終了時期:2020 年 5 月末 ※在庫状況により変動する可能性があります。

【後継品・新発売品番】

商品コード	JANコード	品名・規格	仕様	参考価
82-735	4987458827358	NTM-3ANLA	吸着力調整機能なし	¥20,500/台
82-736	4987458827365	NTM-4ANLA	吸着力調整機能有り	¥25,000/台

販売開始時期:2020 年 4 月

【仕様比較】

販売終了品目 (例:NTM-3ANL)




後継品・新発売品番 (例:NTM-3ANLA)



- ・ケーブルがオレンジ色になります。
- ・接続口に対してロック接続が可能になり、ピンの破損がしにくくなります。

接続方法



※ピンをコンセントに接続した後、
ケーブルのネジをまわしてロックしてください。

以上