

## 経腸栄養注入セット

# ニプロEDバッグA (ISO 80369-3適合品)

## 新発売のご案内



## 特長

- 密閉バッグ方式であり、充填以降点滴終了まで内容物が外気にふれないので、変質や腐敗を抑制できます。
- 栄養剤の注入口を大きく、紫色に着色しました。
- ジッパータイプは栄養剤を充填後、自立させることができます。

## 仕様

医療機器届出番号：27B1X00045000060

医療機器クラス分類：クラス I (一般医療機器)

商品コード	品番・規格	チューブ径(内径×外径)	チューブ長	内容量	JANコード
60-220	EF-6STZ-IS3	2.7×3.8mm	1500mm	600mL	4987458602207
60-221	EF-12STZ-IS3	2.7×3.8mm	1500mm	1200mL	4987458602214
60-224	EFZ-10ST-IS3	3.15×4.5mm	1150mm	1000mL	4987458602245

入数：25枚/箱

## 発売時期

2020年5月7日