

## 「ニプロ ユローズバッグ® UB-25」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ ユローズバッグ® UB-25」につきまして、仕様変更を行うこととなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

### 変更品番

商品コード	品番・規格	JANコード	変更時期
27-025	UB-25S ベルト	4987458270253	2020年8月頃
27-027	UB-25S スtring	4987458270277	2020年8月頃
27-028	UB-25PC ベルト	4987458270284	2020年7月頃
27-029	UB-25PC スtring	4987458270291	2020年7月頃

### 変更ロット

20F01 ロット

### 変更内容

- ①バッグの溶着幅を広く変更いたします。
- ②バッグ下部の形状を変更いたします。

