

汎用輸液ポンプ

## セーフテック<sup>®</sup>輸液ポンプ FP-N11

### 新発売のご案内



#### 特長

- JIS T 0601-2-24:2018 に対応いたしました。  
・警報のリスクに応じて、警報画面の色、インジケーターや警報音が変わります。
- 「早送り ボーラススイッチ」が大きくなりました。
- ローラーランプ操作が不要なことにより、フリーフローをはじめとしたインシデントを防止します。

#### 仕様

販売名: セーフテック<sup>®</sup>輸液ポンプ 型式: FP-N11

医療機器承認番号: 22600BZX00005000

クラス分類: 高度管理医療機器(クラスⅢ) 特定保守医療機器

商品コード	型式	入数	JANコード
56-624	FP-N11-N	1台	4987458566240
56-625	FP-N11-NS	1台	4987458566257

※FP-N11-NS はワンタッチポールランプを搭載しています

#### 発売時期

2020年6月11日