

2020年7月

お客様 各位



## 「ネオチューブ」 アルミ個包装および管ラベル表示変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度「真空採血管ネオチューブ NP-TN0107-138」のアルミ包装のデザインと採血管に貼付けているラベルの表示を変更します。

この製品には富士フィルム和光純薬株式会社製血液検査用アンモニアキット「アンモニア-テストワコー」の専用除蛋白液が充填されています。

ご使用の際には真空採血は実施せずにシリンジで採血してから注射針を外して分注してください。

今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 対象品番

商品コード	規格	入数
31-513	NP-TN0107-138	50本/箱(アルミ個包装×50)

### 変更ロット・流通時期

変更ロット	流通予定時期
20E26F より	2020年7月より

個包装見本

従来アルミ包装



新規アルミ包装



管ラベル見本

従来管ラベル

G 採取 月日	AM	時	分
	PM		
氏 名	御 依頼	検査項目	
		血中アンモニア	
M ・ F			
	1.0ml採血し転倒混和したのち速やかに冷却遠心分離し上清をA2容器に移し替えて下さい。 (上清は凍結保存)		
才 様	様		

新規管ラベル

G 採取 月日	AM	時	分
	PM		
氏 名	御 依頼	検査項目	
		血中アンモニア	
M ・ F			
	1.0ml採血し転倒混和したのち速やかに冷却遠心分離し上清をA2容器に移し替えて下さい。 (上清は凍結保存)		
才 様	様		
<b>真空採血厳禁</b>			