

2020年7月

お客様 各位



「ネオチューブ」ラベル表示変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度「真空採血管ネオチューブ NP-TN0107-8」のアルミ包装に貼付けているラベルの表示を変更します。

この製品には富士フィルム和光純薬株式会社製血液検査用アンモニアキット「アンモニア-テストワコー」の専用除蛋白液が充填されています。

ご使用の際には真空採血は実施せずにシリンジで採血してから注射針を外して分注してください。

今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

対象品番

商品コード	規格	入数
31-510	NP-TN0107-8	100本/箱(アルミ包装 25本入×4パック)

変更ロット・流通時期

変更ロット	流通予定時期
20G10F より	2020年9月より

ラベル見本

従来ラベル見本



新規ラベル見本

