

「グッドテック Y コネクターセット」シリーズ オープンナーロック機構の仕様変更について

謹啓 時下 益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社より販売しております「グッドテック Y コネクターセット」におきまして、オープンナーロック機構の仕様変更をお知らせ致します。

当面従来品と混在することとなり、ご迷惑をお掛けしますがご理解の程、宜しく願い致します。今後とも、従来に増しますご愛顧を賜りますよう、何卒宜しく願い申し上げます。

謹白

対象商品・対象モデル

商品コード	発注用コード	商品名
42-172	YOK0A	GOODTEC-Y コネクター YOK0A
42-173	YOK0B	GOODTEC-Y コネクター YOK0B
42-174	YOK0C	GOODTEC-Y コネクター YOK0C
42-176	YOK0E	GOODTEC-Y コネクター YOK0E
42-177	YOK0F	GOODTEC-Y コネクター YOK0F
42-178	YOK0G	GOODTEC-Y コネクター YOK0G
42-180	YOKS0A	GOODTEC-Y コネクター YOKS0A
42-181	YSS0B	GOODTEC-Y コネクター YSS0B
42-182	YSS0E	GOODTEC-Y コネクター YSS0E

●販売名：グッドテック Y コネクターセット ●医療機器承認番号：21100BZZ00564000

変更内容

- オープンナーをロック方向へ回転する際の抵抗感を初回回転時のみ強くしました。
→術者が意図せず、止血弁を開放状態にしてしまうことを防ぐための仕様変更となります。
→2 回目の回転以降は、従来と同じく、親指 1 本で回転できる程度の抵抗感になるように調整しております。術前準備の際に 1～2 度程度、回転をおこなって頂くことで、これまでと同じ感覚でお使い頂くことが可能となります。

変更時期

- 2020年8月下旬以降、モデル毎、旧在庫が無くなり次第切り替わります。