

「シュアーフューザー[®]A」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「シュアーフューザー[®]A」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- コネクタキャップを疎水性フィルタが内蔵されたキャップに変更します。
 (キャップを外さずプライミングしても薬液はキャップで止まります。)

現行


変更後



疎水性フィルタ
内蔵


【変更箇所】

・シュアーフューザー[®]A



変更箇所

・シュアーフューザー[®]A PCAセット



変更箇所

●シュアーフューザー®A

商品コード	品番	切り替わり時期	初回ロット	
51-501	SFS-0504HR(P)	2021年2月頃	19L26	
51-502	SFS-0505HR(P)	2021年5月頃	19L16以降	
51-503	SFS-0512HR(P)	2021年5月頃	19L26	
51-504	SFS-0501D(P)	2020年10月中旬	19L26	
51-505	SFS-0502D(P)	2020年10月上旬	20A22	
51-506	SFS-0503D(P)	一部切り替わり済み(2020年6月)※1	20A22	
51-507	SFS-0504D(P)	2020年9月末	20A22	
51-508	SFS-0505D(P)	2020年9月末	20A21	
51-509	SFS-0501W(P)	2020年9月中旬	19L26	
51-511	SFS-1005HR(P)	切り替わり済み(2020年7月)	20C13	
51-512	SFS-1012HR(P)	2022年1月頃	19L16以降	
51-513	SFS-1036HR(P)	切り替わり済み(2020年5月)	19L18	
51-514	SFS-1001D(P)	2020年10月上旬	19L17	
51-515	SFS-1002D(P)	切り替わり済み(2020年7月)	19L17	
51-516	SFS-1003D(P)	2022年4月頃	19L16	
51-517	SFS-1005D(P)	2020年11月下旬	19L16以降	
51-518	SFS-1001W(P)	一部切り替わり済み(2020年6月)※1	19L16	
51-526	SFS-3-15(P)	切り替わり済み(2020年6月)	20A08	
51-527	SFS-3.5-15(P)	切り替わり済み(2020年4月)	19L16	
51-521	SFS-2-25(P)	2020年10月下旬	20A08	
51-522	SFS-5-25(P)	一部切り替わり済み(2020年3月)※1	19L16	
51-523	SFS-50-25(P)	2021年10月頃	19L16以降	
51-531	SFS-2-30(P)	一部切り替わり済み(2020年6月)※1	20B07	
51-532	SFS-3-30(P)	2021年10月頃	19L16以降	
51-533	SFS-4-30(P)	2021年3月頃	19L16以降	
51-534	SFS-5-30(P)	切り替わり済み(2020年7月)	20B07	
51-535	SFS-6-30(P)	2021年2月下旬	20A06	
51-536	SFS-8-30(P)	2021年11月頃	19L16以降	
51-541	SMA-123-10(P)	2020年9月上旬	19L23	
51-542	SMA-0123-10(P)	切り替わり済み(2020年7月)	19L23	
51-543	SMA-2345-10(P)	一部切り替わり済み(2020年3月)※1	19L23	
51-544	SMA-2345-25(P)	2021年3月下旬	19L05	
51-545	SMA-3456-25(P)	2020年12月下旬	19L16	
51-546	SMA-2345-30(P)	一部切り替わり済み(2020年2月)※1	19L05	
51-547	SMA-3456-30(P)	一部切り替わり済み(2020年6月)※1	19L16	
51-548	SMA-2468-30(P)	一部切り替わり済み(2020年4月)	19L05	
51-561	LF-0501D	2020年11月中旬	19L23	
51-562	LF-0502D	2020年12月頃	19L16以降	
51-563	LF-0503D	2020年10月下旬	19L23	
※2	51-510	SFS-5-25 NCC	切り替わり済み(2020年4月)	19L16
※2	51-519	SFS-1001W(NC)	2020年8月下旬	20F29
※2	51-529	SFS-3.5-15P Y	切り替わり済み(2020年4月)	20B07
※2	51-530	SFS-3.5-15-GH	切り替わり済み(2020年2月)	20B07G
※2	51-569	SFS-1036HR-NCC	一部切り替わり済み(2020年4月)※1	19L16
※2	51-574	SFS-0506D-F	切り替わり済み(2020年2月)	20A21
※2	51-576	SFS-1036HR(NC)	切り替わり済み(2020年4月)	19L16
※2	51-577	SFS-1036HR-GH	2020年9月中旬	20G02G
※2	51-580	SFS-1036HRTK	切り替わり済み(2020年6月)	20C12

※1 一部倉庫に変更前在庫があり今後出荷される予定です。

お手数ではございますがロットをご確認お願い致します。

※2 特注品番

●シュアーフューザー®A PCAセット

商品コード	品番	切り替わり時期	初回ロット
51-627	PCAS-0504DP/0515	切り替わり済み(2020年8月)	20G10
51-628	PCAS-0504DP/0530	一部切り替わり済み(2020年6月)※1	20B25
51-633	PCAS-0502DP/0530	一部切り替わり済み(2020年5月)※1	19L20
51-668	PCAS-05-10P/0530	2020年9月上旬	19L16以降
51-669	PCAS-05-10P/0515	切り替わり済み(2020年8月)	19L20
51-566	PCAS-1004DP/1015	2021年2月頃	19K30
51-567	PCAS-1004DP/1030	2020年11月中旬	19L20
51-637	PCAS-1002DP/2030	切り替わり済み(2020年5月)	19L13
51-638	PCAS-1002DP/2060	一部切り替わり済み(2020年4月)※1	19L13
51-639	PCAS-1001DP/2030	一部切り替わり済み(2020年3月)※1	19L28
51-640	PCAS-1001DP/2060	2020年11月下旬	19L28
51-644	PCAS-1002DP/3060	一部切り替わり済み(2020年3月)※1	19L13
51-646	PCAS-1001DP/3060	一部切り替わり済み(2020年4月)※1	20A31
51-658	PCAS-2-30P/3060	切り替わり済み(2020年2月)	19L06
51-659	PCAS-3-30P/3030	2020年10月下旬	19L06
51-660	PCAS-3-30P/3060	2021年3月頃	19L06
51-661	PCAS-4-30P/3030	一部切り替わり済み(2020年2月)※1	19L06
51-662	PCAS-4-30P/3060	一部切り替わり済み(2020年2月)※1	19L06
51-663	PCAS-5-30P/3030	2021年2月頃	19L06
51-664	PCAS-5-30P/3060	2021年2月頃	19L06
51-596	PCAM-011-10P/0515	切り替わり済み(2020年3月)	20A25
51-564	PCAM-123-10P/1015	切り替わり済み(2020年4月)	20A17
51-565	PCAM-123-10P/1030	切り替わり済み(2020年5月)	20A17
51-591	PCAM-2345-10P/2015	2020年9月上旬	20A25
51-592	PCAM-2345-10P/2030	切り替わり済み(2020年5月)	19L28
51-551	PCAM-2345-30P/3030	一部切り替わり済み(2020年1月)※1	19K29
51-552	PCAM-2345-30P/3060	一部切り替わり済み(2020年2月)※1	19K29
※2 51-555	PCAM-2468-30P/3030	2020年11月下旬	19L28
※2 51-587	PCAM-123-10P/2030	2022年4月頃	19L16以降
※2 51-605	PCAM-246-30P/3030	2021年9月頃	20C30
※2 51-606	PCAM-123-10P/0515	2021年4月頃	20A17
※2 51-667	PCAS-1001DP/3060BS	切り替わり済み(2020年3月)	19L28
※2 51-773	PCAS-1004DP/2015	切り替わり済み(2020年4月)	20A25

※1 一部倉庫に変更前在庫があり今後出荷される予定です。
お手数ではございますがロットをご確認お願い致します。

※2 特注品番