

## 加圧式医薬品注入器

# シュアーフューザー<sup>®</sup>A 品番追加のご案内

バルーン容量50mLの品番を追加しました。



### 特 徴

- 相互接続防止を目的とした国際規格 ISO 80369-6 に準拠した製品
- シュアーフューザーAで最小のバルーン容量

### 品 番

医療機器承認番号: 20300BZZ00452000 高度管理医療機器(クラスⅢ)

商品コード	品番	バルーン容量	注入速度	使用日数
05-203	SFS-0512HR(P) NR	50mL	4.2mL/hr	12 時間
05-204	SFS-0501D(P) NR	50mL	2.1mL/hr	1 日
05-205	SFS-0502D(P) NR	50mL	1.0mL/hr	2 日

### 発 売 時 期

2020年9月7日