

「ニプロCPチャンバーセット」 フィルタ形状変更のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。また、弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度、「ニプロCPチャンバーセット」のフィルタ形状を変更することとなりましたので下記にてご案内致します。

今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

変更内容及び使用方法

- フィルタの形状が変更になります。

※材質、内容量、性能に変更はありません。 ※表面に記載されている「NIPRO」のロゴがなくなります。

変更前



部品名：IV-3

変更後




部品名：IV-5

※プライミング方法に変更はありません。


ただし、形状が変更になるのでプライミング時のフィルタの向きについてはご注意ください。

変更前



NIPRO ロゴが読める向きが正しい

変更後



三角の山が上になる向きが正しい

※品番、JAN コードなどに変更はありません。

ニプロ CP チャンバーセット 医療機器認証番号 15600BZZ00457000

JAN コード	商品 コード	品番	初回 ロット	切り替わり時期
4987458557477	55-747	STCPC-301FCZP2	20I15	2021 年 1 月
4987458558122	55-812	CPC-301FCZ	20I04	2021 年 1 月
4987458558139	55-813	CPC-301FCZY	20I08	2020 年 11 月下旬
4987458558146	55-814	CPC-301FCZY-N	20H11	2021 年 4 月下旬
4987458558153	55-815	CPC-301FCZY2	20H24	2021 年 3 月
4987458558160	55-816	CPC-301FCZY-N3	20I 以降	2021 年 2 月
4987458558177	55-817	CPC-302FCZ	20I 以降	2022 年
4987458558184	55-818	CPC-301FCZYC	20I 以降	2020 年 12 月中旬
4987458558214	55-821	CPC-301FCZYI	20H26	2020 年 11 月上旬
4987458558221	55-822	CPC-301FCZYI-IS	20I 以降	2021 年 3 月
4987458558238	55-823	CPC-301FCZYI2	20H18	2020 年 12 月中旬
4987458558269	55-826	CPC-TN-IV20	20H26	次回生産時

以上