

新発売

2020年12月



トリプシノーゲン2キット

APチェック® 新発売のご案内

製品外観
写真



検査スティック
外観写真



特長

- 急性膵炎の迅速な診断に貢献します。
- イムノクロマトグラフィー法を原理として尿を使って約10分で測定できます。
- 急性膵炎ガイドライン*で尿中トリプシノーゲン2測定の有用性が示されています。
- 保険点数(D001 尿中特殊物質定性定量検査として105点)が算定できます。

*急性膵炎診療ガイドライン 2015 改定出版委員会編 急性膵炎診療ガイドライン 2015 金原出版株式会社

仕様

製造販売承認番号: 21900AMY00012000 体外診断用医薬品

商品コード	JANコード	商品名	包装単位	参考価格
14-001	4987458140013	APチェック®	5テスト/箱	5,250円

発売時期

2021年1月18日