

「ニプロ輸液セット」「ニプロ輸液セット(セーフタッチ輸液システム)」 仕様変更のご案内


拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この度、ニプロ輸液セット、ニプロ輸液セット(セーフタッチ輸液システム)の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。
引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。 敬具

変更内容

①接続パーツ(接着箇所)の変更

三方活栓を含む品番(※接着仕様品番のみ)につきましては、三方活栓と末端チューブの接着箇所の接続パーツを、コネクタからジョイントチューブへ変更します。

<仕様図例>




②混注管の仕様変更

●混注管を含む品番につきましては、新形状に変わります。



③ミニクランプの仕様変更

●ミニクランプを含む品番につきましては、新形状に変わります。



対象品番及び変更ロット

製品名	商品コード	JAN コード	品番	Lot No.	変更時期	変更内容
ニプロ輸液セット	03-086	4987458030864	ISA-201E00CZ	未定	未定	ミニクランプ
	03-088	4987458030888	ISA-201E002CZ	未定	未定	ミニクランプ
	03-100	4987458031007	ISP-201E00C	未定	未定	ミニクランプ
	03-107	4987458031076	ISP-201E002C	未定	未定	ミニクランプ
ニプロ輸液セット (セーフタッチ輸液システム)	03-605	4987458036057	STA-216R00 Z	20F17N5	ご案内済み	ジョイントチューブ
	03-608	4987458036088	STP-216R00	20K20N1	2021年3月	ジョイントチューブ
	03-695	4987458036958	STA-251R00 Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-696	4987458036965	STP-616VI00M110D40	未定	未定	混注管
	03-697	4987458036972	STA-211I00DCL Z	未定	未定	混注管,ミニクランプ
	03-702	4987458037023	STA-211VI00 Z	20G13N1	ご案内済み	混注管
	03-703	4987458037030	STP-211VI00	20F01N1	ご案内済み	混注管
	03-704	4987458037047	STA-221V2I00 Z	20K06N1	2021年4月	混注管
	03-705	4987458037054	STP-221V2I00	未定	未定	混注管
	03-706	4987458037061	STA-231V3I00 Z	20K04N1	2021年3月	混注管
	03-707	4987458037078	STP-231V3I00	20K03N3	2021年2月	混注管
	03-708	4987458037085	STA-211VI00D70 Z	未定	未定	混注管
	03-709	4987458037092	STP-211I00 L B	未定	未定	ミニクランプ
	03-710	4987458037108	STA-611VI00 Z	未定	未定	混注管
	03-712	4987458037122	STP-211I00 L	20K20N2	2021年4月	混注管,ミニクランプ
	03-781	4987458037818	STA-220R00 Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-782	4987458037825	STA-211I00 L B Z	未定	未定	ミニクランプ
	03-783	4987458037832	STA-210R00 Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-784	4987458037849	STA-211R00 D100 Z	20K04N2	2021年4月	ジョイントチューブ
	03-810	4987458038105	STA-211I00 Z	20J21N1	2021年3月	混注管,ミニクランプ
	03-811	4987458038112	STP-211I00	20K09N1	2021年3月	混注管,ミニクランプ
	03-812	4987458038129	STA-211I00D70 Z	20K12N1	2021年2月	混注管,ミニクランプ
	03-813	4987458038136	STP-211I00D70	20K18N2	2021年3月	混注管,ミニクランプ
	03-814	4987458038143	STA-221I00 Z	20K13N1	2021年3月	混注管,ミニクランプ
	03-815	4987458038150	STP-221I00	20K23N1	2021年3月	混注管,ミニクランプ
	03-816	4987458038167	STA-221I00D70 Z	20K12N2	2021年3月	混注管,ミニクランプ
	03-817	4987458038174	STP-221I00D70	20K20N3	2021年4月	混注管,ミニクランプ
	03-818	4987458038181	STA-211R00 Z	20K10N1	2021年2月	ジョイントチューブ
	03-819	4987458038198	STP-211R00	20K20N4	2021年3月	ジョイントチューブ
	03-822	4987458038228	STA-221R00 Z	20K16N1	2021年4月	ジョイントチューブ
	03-823	4987458038235	STP-221R00	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-826	4987458038266	STA-211I00B Z	20J22L2	2021年4月	ミニクランプ
03-827	4987458038273	STP-211I00B	20J26L5	2021年4月	ミニクランプ	
03-828	4987458038280	STA-221I00B Z	未定	未定	ミニクランプ	

製品名	商品コード	JAN コード	品番	Lot No.	変更時期	変更内容
ニプロ輸液セット (セーフタッチ輸液システム)	03-829	4987458038297	STP-221I00B	20K20L2	2021年3月	ミクランプ
	03-830	4987458038303	STA-211R00K Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-831	4987458038310	STP-211R00K	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-832	4987458038327	STA-221R00L Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-833	4987458038334	STA-211I00NFL Z	20K16N2	2021年3月	混注管,ミクランプ
	03-834	4987458038341	STA-211I00M100D50 B Z	20J22L3	2021年1月	ミクランプ
	03-838	4987458038389	STA-611I00B Z	20K21L1	次回出荷より	ミクランプ
	03-839	4987458038396	STP-611I00B	未定	未定	ミクランプ
	03-842	4987458038426	STA-611I00D70 Z	未定	未定	混注管,ミクランプ
	03-845	4987458038457	STP-621I00	未定	未定	混注管,ミクランプ
	03-847	4987458038471	STP-621I00D70	未定	未定	混注管,ミクランプ
	03-848	4987458038488	STA-611R00 Z	20K03NW1	2021年4月	ジョイントチューブ
	03-849	4987458038495	STP-611R00	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-852	4987458038525	STA-621R00 Z	20K16NW3	2021年4月	ジョイントチューブ
	03-853	4987458038532	STP-621R00	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-856	4987458038563	STA-611R002IDEX3-50Z	20K16NW4	2021年5月	混注管,ミクランプ
	03-861	4987458038617	STA-251R00D40Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	03-985	4987458039850	STA-211I00S Z	未定	未定	混注管,ミクランプ
	03-986	4987458039867	STP-211I00S	未定	未定	混注管,ミクランプ
	07-601	4987458076015	STA-211R00-1 Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	07-602	4987458076022	STA-221R00-2 Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	07-609	4987458076091	STA-211I00B-1 Z	20K19L5	2021年11月	ミクランプ
	07-611	4987458076114	STA-216WR00D100 Z	20K02N2	2021年4月	ジョイントチューブ
	07-612	4987458076121	STA-226WR00D100 Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	07-613	4987458076138	STA-211I00M110D30B-3Z	20J26L1	2021年2月	ミクランプ
	07-616	4987458076169	STA-236VR001RCP00Z	未定	未定	ジョイントチューブ
	07-617	4987458076176	STP-211I00D10L B	未定	未定	ミクランプ
	07-618	4987458076183	STP-211I00M110D30B-3	未定	未定	ミクランプ
	07-622	4987458076220	STA-211I00D15 Z	未定	未定	混注管,ミクランプ
	07-625	4987458076251	STA-221I00M90D40 Z	未定	未定	混注管,ミクランプ
	07-626	4987458076268	STA-241V4I00 Z	未定	未定	混注管
	07-648	4987458076480	STA-226WR00 Z	20K17N2	2021年5月	ジョイントチューブ
	07-649	4987458076497	STP-226WR00	未定	未定	ジョイントチューブ
07-650	4987458076503	STA-211WR00 Z	20K17N3	2021年6月	ジョイントチューブ	
07-663	4987458076633	STA-221WRVI00M100D80Z	未定	未定	混注管	

以上