

お客様各位

## 「トウーセット吸引ハンドルセット1」販売終了及び後継品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、「トウーセット吸引ハンドルセット1」につきまして、販売を終了することとなりました。

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

つきましては、後継品として「NOHCS吸引歯ブラシ(スポンジなし)」及び「NOHCS吸引スポンジブラシ」をご案内申し上げます。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

### 終了品番

商品コード	商品名	入数	JANコード
21-761	トウーセット吸引ハンドルセット1	25セット	4987458217616

### 後継品番

商品コード	商品名	入数	JANコード
21-811	NOHCS吸引歯ブラシ(スポンジなし)	50本	4987458218118
21-820	NOHCS吸引スポンジブラシ	50本	4987458218200


### 終了時期

2022年 4月

1. 外観

○吸引ハンドルセット1

- ①NOHCS吸引歯ブラシ(スポンジなし)
- ②NOHCS吸引スポンジブラシ



2. 吸引ON・OFFスイッチ

- ・スイッチ部が歯ブラシ・スポンジと一体化になります。
- ・吸引のON・OFFが逆になります。(スイッチを下げるとON、上げるとOFFになります)

吸引ON

吸引OFF



吸引ON

吸引OFF

