

2021年 3月

お客様各位



## 「セーフタッチ®プラグ 透析用」 仕様変更のお知らせ

拝啓 皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

日頃よりご愛顧賜り、誠に有り難うございます。


さて、この度弊社では「セーフタッチ®プラグ 透析用」(医療機器認証番号：230AABZX00060000)の仕様を下記の通り変更致します。

今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願ひ申し上げます。

敬具

### 変更点

- ・ シリンジや血液回路接続時のキックバックを抑制するため、ディスク弁周囲を覆うハウジング部を現行より大きく致します。



### 対象品番 変更時期

商品コード	JANコード	品名	変更ロット	変更予想時期
40-644	4987458406447	セーフタッチプラグ 透析用 ST-P-HD-B	21A28	2021年4月
40-645	4987458406454	セーフタッチプラグ 透析用 ST-P-HD-R	21A28	2021年4月
40-646	4987458406461	セーフタッチプラグ 透析用 ST-P-HD-W	21A28	2021年4月

以上