

# 新発売

救急絆創膏

2021年3月

 **NIPRO**  
ニプロ株式会社

ノブリード®

新発売のご案内



## 特長

- パッドに塗布したカチオン化セルロースが止血を促進します。
- 圧迫止血しやすいようにパッドを大きめ(φ16mm)、厚め(3mm)に設計しました。

## 仕様

医療機器届出番号:43B2X00005000138 一般医療機器(クラスI)

製造販売者:リバテープ製薬株式会社

| JANコード        | 商品コード  | 品番     | 入り数   | 滅菌  |
|---------------|--------|--------|-------|-----|
| 4987458211980 | 21-198 | ノブリード® | 80枚/箱 | EOG |

## 発売時期

2021年3月23日

以上