


カテーテルコネクタ

ニプロドレナージ用エクステンションチューブ 新発売のご案内



特長

- 経腸栄養分野の小口径コネクタ（ISO 80369-3）と接続可能です。
- 栄養カテーテルからの排液や減圧に使用できます。

仕様

医療機器届出番号：27B1X00045000043

医療機器クラス分類：クラスⅠ（一般医療機器）

商品コード	品番・規格	チューブ長	入数	JANコード
60-905	ハイエキョウアダプタN	5cm	50本/箱	4987458609053

発売時期

2021年2月22日