

短期的使用胃瘻栄養用チューブ

## 胃瘻バルーンカテーテル I 新発売のご案内



### 特 長

- バルーンの水抜けが少ないガスバリア性シリコーンバルーン採用。
- 経腸栄養分野の小口径コネクタ (ISO 80369-3) と接続が可能な大口径コネクタを装備しています。
- チューブタイプでも胃瘻用内視鏡が使用可能です。

### 仕 様

医療機器承認番号：30100BZX00256000 医療機器クラス分類：クラスII (管理医療機器)

●チューブ型 単品

商品コード	品番・規格	外径	バルーン容量	全長	JANコード
60-320	GBフ1-フ <sup>®</sup> -12F-IS1	12Fr	3mL	255mm	4987458603204
60-321	GBフ1-フ <sup>®</sup> -14F-IS1	14Fr	4mL		4987458603211
60-322	GBフ1-フ <sup>®</sup> -16F-IS1	16Fr	5mL		4987458603228
60-323	GBフ1-フ <sup>®</sup> -18F-IS1	18Fr	10mL		4987458603235
60-324	GBフ1-フ <sup>®</sup> -20F-IS1	20Fr			4987458603242
60-325	GBフ1-フ <sup>®</sup> -22F-IS1	22Fr			4987458603259
60-326	GBフ1-フ <sup>®</sup> -24F-IS1	24Fr			4987458603266

X線造影ライン入 エチレンオキシドガス滅菌済み

入数：1本/箱

次ページに続く

●チューブ型 キット品

商品コード	品番・規格	外径	バルーン容量	全長	JANコード
60-327	GBフ1-フ-12F-IS1 ｷｯﾄ	12Fr	3mL	255mm	4987458603273
60-328	GBフ1-フ-14F-IS1 ｷｯﾄ	14Fr	4mL		4987458603280
60-329	GBフ1-フ-16F-IS1 ｷｯﾄ	16Fr	5mL		4987458603297
60-330	GBフ1-フ-18F-IS1 ｷｯﾄ	18Fr	10mL		4987458603303
60-331	GBフ1-フ-20F-IS1 ｷｯﾄ	20Fr			4987458603310
60-332	GBフ1-フ-22F-IS1 ｷｯﾄ	22Fr			4987458603327
60-333	GBフ1-フ-24F-IS1 ｷｯﾄ	24Fr			4987458603334

X線造影ライン入 エチレンオキシサイドガス滅菌済み

入数：1本/箱

●ボタン型 単品

商品コード	品番・規格	外径	シャフト	バルーン容量	JANコード	
60-659	GBｷﾞﾀﾙ-18F12-IS1	18Fr	12mm	10mL	4987458606595	
60-660	GBｷﾞﾀﾙ-18F17-IS1		17mm		4987458606601	
60-661	GBｷﾞﾀﾙ-18F24-IS1		24mm		4987458606618	
60-662	GBｷﾞﾀﾙ-18F30-IS1		30mm		4987458606625	
60-663	GBｷﾞﾀﾙ-18F34-IS1		34mm		4987458606632	
60-664	GBｷﾞﾀﾙ-18F39-IS1		39mm		4987458606649	
60-665	GBｷﾞﾀﾙ-18F44-IS1		44mm		4987458606656	
60-666	GBｷﾞﾀﾙ-20F12-IS1	20Fr	12mm		4987458606663	
60-667	GBｷﾞﾀﾙ-20F17-IS1		17mm		4987458606670	
60-668	GBｷﾞﾀﾙ-20F20-IS1		20mm		4987458606687	
60-669	GBｷﾞﾀﾙ-20F24-IS1		24mm		4987458606694	
60-670	GBｷﾞﾀﾙ-20F30-IS1		30mm		4987458606700	
60-671	GBｷﾞﾀﾙ-20F34-IS1		34mm		4987458606717	
60-672	GBｷﾞﾀﾙ-20F39-IS1		39mm		4987458606724	
60-673	GBｷﾞﾀﾙ-20F44-IS1		44mm		4987458606731	
60-674	GBｷﾞﾀﾙ-20F50-IS1		50mm		4987458606748	
60-675	GBｷﾞﾀﾙ-22F17-IS1		22Fr		17mm	4987458606755
60-676	GBｷﾞﾀﾙ-22F24-IS1				24mm	4987458606762
60-677	GBｷﾞﾀﾙ-22F30-IS1	30mm			4987458606779	
60-678	GBｷﾞﾀﾙ-22F34-IS1	34mm			4987458606786	
60-679	GBｷﾞﾀﾙ-22F39-IS1	39mm			4987458606793	
60-680	GBｷﾞﾀﾙ-22F44-IS1	44mm			4987458606809	
60-681	GBｷﾞﾀﾙ-22F50-IS1	50mm			4987458606816	
60-682	GBｷﾞﾀﾙ-24F17-IS1	24Fr			17mm	4987458606823
60-683	GBｷﾞﾀﾙ-24F20-IS1		20mm		4987458606830	
60-684	GBｷﾞﾀﾙ-24F24-IS1		24mm		4987458606847	
60-685	GBｷﾞﾀﾙ-24F30-IS1		30mm		4987458606854	
60-686	GBｷﾞﾀﾙ-24F34-IS1		34mm		4987458606861	
60-687	GBｷﾞﾀﾙ-24F39-IS1		39mm	4987458606878		
60-688	GBｷﾞﾀﾙ-24F44-IS1		44mm	4987458606885		
60-689	GBｷﾞﾀﾙ-24F50-IS1	50mm	4987458606892			

X線造影ライン入 エチレンオキシサイドガス滅菌済み

入数：1本/箱

発売時期

2021年2月22日