


静脈用カテーテルイントロデューサキット

ニプロ静脈用イントロデューサキット
新発売のご案内

商品コード:22-032



①スカルペル ②イントロデューサ ③外套付き穿刺針(22G×2インチ) ④注射筒(10mL)
⑤ガイドワイヤ(アングル)(外径0.018インチ)

※キット内容は商品コードごとに異なります。

特 長

- 穿刺からカテーテル挿入まで容易にアプローチを補助します
- 外套付き穿刺針
22G×2インチのプラスチックカニューラ針で穿刺をサポート
- イントロデューサ
ロック機能付きで先端のズレを防止

仕 様

医療機器認証番号:226AABZX00110000 管理医療機器
販売名:ニプロ静脈用イントロデューサキット

商品コード	品番	イントロデューサ		外套付き穿刺針		ガイドワイヤ		使用できるカテーテルの外径(Fr/mm)	JANコード
		外径(Fr/mm)	有効長(mm)	外径(G/mm)	長さ(mm)	外径(インチ/mm)	長さ(mm)		
22-030	静脈用イントロデューサキット 3S	3/1.70	50	22G/0.8	50	0.018/0.46	450	3/1.1	4987458220302
22-031	静脈用イントロデューサキット 4S	4/2.03						4/1.4	4987458220319
22-032	静脈用イントロデューサキット 5S	5/2.37						5/1.7	4987458220326

*5セット/箱

発売時期

令和3年3月12日