

お客様各位

「トウーセット吸引ブラシM(OPP)」販売終了及び後継品のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、「トウーセット吸引ブラシM(OPP)」につきまして、販売を終了することとなりました。

ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。

つきましては、後継品として「NOHCS吸引歯ブラシ(スポンジ付き)」をご案内申し上げます。

何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

敬具

終了品番

商品コード	商品名	入数	JANコード
21-722	トウーセット吸引ブラシM(OPP)	100本	4987458217227

後継品番

商品コード	商品名	入数	JANコード
21-810	NOHCS吸引歯ブラシ(スポンジ付き)	50本	4987458218101

終了時期


2021年7月

変更内容

1. 外観

- ・ヘッドのサイズが小さくなります。
- ・柄が真っ直ぐになります。

・トウセット吸引ブラシM(OPP)



・NOHCS吸引歯ブラシ(スポンジ付き)





2. 吸引ON・OFFスイッチ

- ・調節口を指で押さえる形式から、スイッチ形式になります。

吸引ON

吸引OFF



吸引ON

吸引OFF

