

開放型採血用チューブ

ネオビット® 新発売のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、開放型採血用チューブ「ネオビット®」を発売しますのでお知らせいたします。「ネオビット®」は様々な品種を揃えており、1mL以下の血液で各種検査を行えるように設計いたしました。

ニプロは今後とも患者様のQOL (Quality of life) 向上はもちろんのこと、より安全で医療ニーズに応えられる製品の開発、提供に努めてまいります。

敬具



特 長

- 滅菌済みです。
- 血液を採取しやすくするため開口部を大きくしました。
- 開口部はバリ（突起等）がないので新生児の皮膚に優しい形状です。
- 採血管と同様のカラーコードを採用し、幅広い検査項目に対応しています。
- 採血ライン入りです。2本ラインにより、異なる血液採取量に対応しています。（ネオビット-CWは1本ラインです。）
- キャップは軟質素材のエラストマーを使用しており、再栓時の密栓が可能で自動分析装置のキャップピアス方式に対応可能です。
- 溶液入り採血管（ネオビット-CWアオ、ネオビット-CWクロ）はアルミ個包装になっており、溶液の蒸散を防ぎます。
- 別売りのネオビットアダプタを装着することで、ラベリング及び遠心分離に対応可能です。

仕様

医療機器認証番号：302AABZX00049000 医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器）

商品コード	品名	用途	キャップカラー	包装形態、入数	参考価格
32-295	ネオビット SP-アカ	生化学検査	レッド	シュリンク包装、50本/箱	7,500円/箱
32-296	ネオビット SP-キイロ	生化学検査	イエロー	シュリンク包装、50本/箱	7,500円/箱
32-297	ネオビット-HL	緊急検査	グリーン	シュリンク包装、50本/箱	7,500円/箱
32-298	ネオビット-EK	血液検査	ラベンダー	シュリンク包装、50本/箱	7,500円/箱
32-299	ネオビット-FN	血糖検査	グレー	シュリンク包装、50本/箱	7,500円/箱
32-306	ネオビット-PN	薬物血中濃度、 微量物質測定	レッド	シュリンク包装、50本/箱	7,500円/箱
32-300	ネオビット CW-アオ	凝固検査	ライトブルー	アルミ個包装、50本/箱	7,500円/箱
32-305	ネオビット CW-クロ	凝固検査	ブラック	アルミ個包装、50本/箱	7,500円/箱
32-314	ネオビットアダプタ	—	—	400本/ケース	10,000円/ケース

発売時期

2021年 4月 12日 発売



NIPRO

製造販売

ニプロ株式会社

大阪市北区本庄西3丁目9番3号