

「ニプロ経腸用輸液セット」一部品番販売終了のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。
 平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、この度「ニプロ経腸用輸液セット」の一部品番の販売を終了させていただくことになりました。
 在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。
 お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、
 下記の代替製品をご案内申し上げます。
 今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

1. 該当品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード	販売終了予定時期
03-733	GSZ-3D5SFL	50本/箱	4987458037337	2021年3月下旬

- 販売名 : ニプロ経腸用輸液セット
- 医療機器届出番号 : 27B1X00045000048
- 一般的名称 : 経腸栄養注入セット
- クラス分類 : クラスI (一般医療機器)

2. 代替品番

商品コード	品番	包装単位	JANコード
60-151	GSZ-3D5SFHL-IS3	50本/箱	4987458601514

3. 該当品番と代替品番との比較表

	商品コード	品番	相違点
終了品	03-733	GSZ-3D5SFL	カテーテルコネクタ チューブ径 3.15mm×4.5mm
代替品	60-151	GSZ-3D5SFHL-IS3	ISO 80369-3対応コネクタ チューブ径 2.7mm×4.0mm



カテーテルコネクタ



ISO 80369-3 対応コネクタ

以上