

手動式圧注入調節装置

EN加圧バッグCS 新発売のご案内



特 長

- ニプロ加圧ポンプ専用バッグになります。
- リミッター機能を搭載しており、過度な加圧を防止します。
- 幅広い半固形状の流動食等に対応しています。

仕 様

医療機器届出番号：27B1X00045000163 医療機器クラス分類：クラスⅠ（一般医療機器）

商品コード	品番・規格	入数	JANコード
26-268	EN加圧バッグCS	1個	4987458262685

発売時期

2021年9月6日