

「ニプロシリコーン経腸栄養カテーテル」販売終了のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度経腸栄養関連製品のコネクタ規格変更に伴い、「ニプロシリコーン経腸栄養カテーテル」の販売を終了させていただくことになりました。

在庫が無くなり次第終了とさせていただきます。

お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げますとともに、下記の代替製品をご案内申し上げます。

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

敬白

記

1. 該当品番

商品コード	品番	包装単位	JAN コード	販売終了予定時期
23-061	ナイロシリコーン EDC-S03-7S	15 本/箱	4987458230615	2021 年 10 月中旬

- ・販売名 : ニプロシリコーン経腸栄養カテーテル
- ・医療機器承認番号 : 15800BZZ00830000
- ・一般的名称 : 食道経由経腸栄養用チューブ
- ・クラス分類 : クラスⅡ（管理医療機器）



2. 代替品番

商品コード	品番	包装単位	JAN コード
23-064	J-70- EDA9485 5FR	10 本/箱	4987458230646
23-057	J-70- NW EDA9438 8FR	10 本/箱	4987458230578
60-871	J-70-Y-6FR56-IS3	10 本/箱	4987458608711
60-875	J-70-Y-8FR109-IS3	10 本/箱	4987458608759

- ・販売名 : 滅菌済コーフローフィーディングチューブ
- ・医療機器認証番号 : 226ADBZX00157000
- ・一般的名称 : 食道経由経腸栄養用チューブ
- ・クラス分類 : クラスⅡ（管理医療機器）

3. 該当品番と代替品番との相違点

	商品コード	品番	相違点
代替品	23-064	J-70- EDA9485 5FR	現行規格品 5Fr スタイレット付 錘無し
代替品	23-057	J-70- NW EDA9438 8FR	現行規格品 8Fr スタイレット付 錘無し
代替品	60-871	J-70-Y-6FR56-IS3	新規格品 ISO 80369-3対応品 6Fr スタイレット付 錘無し
代替品	60-875	J-70-Y-8FR109-IS3	新規格品 ISO 80369-3対応品 8Fr スタイレット付 錘無し



現行規格品



新規格品 ISO 80369-3 対応品

以上