

パルスオキシメータ

マシモSET フィンガーパルスオキシメータ マイティサット 新発売のご案内



特 長

- ニプロハートライン™、ニプロHNライン®などのアプリで結果を記録し、遠隔診療見守り支援システムに活用できます。
- 動脈血酸素飽和度(SpO₂)、脈拍数(PR)に加え、灌流指数(Pi)を非侵襲的に測定することが出来ます。
- アプリMasimo Professional Healthをインストールし、測定項目やトレンドデータをモバイル端末に表示させたり、電子メールにて測定データを転送も可能です。

仕 様

医療機器認証番号：227ADBZX00082000

医療機器クラス分類：クラスⅡ（管理医療機器/特定保守管理医療機器）

商品コード	品番	JANコード	入数	参考価
59-132	マイティサット マルチ	4987458591327	1台	35,000円

発売時期

2021年9月13日