

研究用試薬

CoV チェック™ S タンパク IgG 新発売のご案内

製品外観写真



特 長

- SARS-CoV-2 感染後またはワクチン接種後の免疫反応により血液中に産生される抗 S タンパク IgG 抗体を検出する研究用試薬キットです。
- 血液量(全血量 5 μ L)、測定時間(15 分)で測定可能です。
- 使い易い血液採取器具(スポイト)を採用しています。

※ 穿刺具、絆創膏、アルコール綿等が測定に必要ですが、本製品に含まれておりません。これらの製品は弊社で別途準備しております。別紙をご参照ください。

仕 様

商品コード	JANコード	商品名	包装単位	参考価格
14-202	4987458142024	CoV チェック S タンパク IgG(10)	1 キット (10 テスト入り)	23,000 円 (税抜)

発売時期

2021 年 10 月 15 日

【別紙】 関連製品

○穿刺具

商品コード	JANコード	商品名	包装単位	参考価格
11-161	4987458111617	ニプロLS ランセット 25G 1.0MM25 イリ	25 本/箱	500 円(税抜)
11-162	4987458111624	ニプロLS ランセット 25G 1.0MM30 イリ	30 本/箱	600 円(税抜)
11-165	4987458111655	ニプロLS ランセット 28G 1.0MM25 イリ	25 本/箱	500 円(税抜)
11-166	4987458111662	ニプロLS ランセット 28G 1.0MM30 イリ	30 本/箱	600 円(税抜)
11-169	4987458111693	ニプロLS ランセット 30G 1.0MM25 イリ	25 本/箱	500 円(税抜)
11-170	4987458111709	ニプロLS ランセット 30G 1.0MM30 イリ	30 本/箱	600 円(税抜)

○その他関連製品

商品コード	JANコード	商品名	包装単位	参考価格z
11-745	4987458117459	ニプロクリン®	30 枚/袋	225 円(税抜)
11-746	4987458117466	ニプロパッド®	30 枚/袋	200 円(税抜)
11-789	4987458117893	廃棄ボトル 容量 500mL	10 個/箱	3,000 円(税抜)
11-787	4987458117879	廃棄ボトルN 容量 400mL	10 個/箱	3,000 円(税抜)