

「ニプロフィルターセット」「ニプロアイセット」 仕様変更のご案内


拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。さて、この度、「ニプロフィルターセット」「ニプロアイセット」の一部品番に
つきましてベルトに関する仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。
引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- ベルトの長さを変更します。

変更前:485mm → 変更後:600mm



対象品番及び変更ロット

ニプロフィルターセット、ニプロアイセット

変更ロット:21I 以降

製品名	JAN コード	商品コード	品番	変更時期
ニプロフィルターセット	4987458291593	29-159	FG-20ZTF-525	2022 年 10 月
	4987458291746	29-174	FG-20ZYCF-488-B	2022 年 11 月以降
	4987458291913	29-191	FPE-20BYC-455-T	2022 年 4 月
	4987458292729	29-272	FG-20BYC-275-B	2022 年 11 月以降
	4987458293436	29-343	FG-20ZYC-476-B	2021 年 11 月上旬
	4987458293467	29-346	FG-20BWS30	2022 年 3 月
	4987458294341	29-434	FG-20ZYC375	2022 年 2 月
	4987458294501	29-450	FG-20BYCF493	2021 年 12 月中旬
	4987458295775	29-577	FG-20BW-N42	2022 年 11 月以降
	4987458296185	29-618	FG-20BS15(2)	2022 年 6 月
	4987458297069	29-706	FG-20ZYCGP-B	2022 年 11 月以降
	4987458297076	29-707	FG-20BYCGP-B	2022 年 11 月以降

次ページに続く

製品名	JANコード	商品コード	品番	変更時期
ニプロフィルターセット	4987458297083	29-708	FG-20ZYCGP	2022 年 11 月以降
	4987458297090	29-709	FG-20BYCGP	2022 年 8 月
	4987458297106	29-710	FG-20ZYCG	2022 年 10 月
	4987458297113	29-711	FG-20BYCG	2022 年 2 月
	4987458297342	29-734	FG-20BT167	2022 年 2 月
	4987458297366	29-736	FG-20BYC169	2022 年 1 月
	4987458298233	29-823	FG-20BY-N188	2022 年 2 月
	4987458298295	29-829	FG-20BYC195	2021 年 12 月上旬
	4987458298745	29-874	FG-20BT252	2021 年 12 月下旬
	4987458535017	53-501	STFGP-20ZRCG-B	2021 年 11 月中旬
	4987458535024	53-502	STFGP-20BRCG-B	2021 年 12 月上旬
	4987458535031	53-503	STFGP-20ZRCG	2021 年 11 月下旬
	4987458535048	53-504	STFGP-20BRCG	2021 年 12 月上旬
	4987458535055	53-505	STFG-20ZRCG	2021 年 12 月中旬
	4987458535062	53-506	STFG-20BRCG	2021 年 10 月末
	4987458535079	53-507	STFGP-20ZPG	2021 年 12 月中旬
	4987458535086	53-508	STFGP-20BPG	2021 年 12 月中旬
	4987458535093	53-509	STFG-20ZPG	2022 年 3 月
	4987458535109	53-510	STFG-20BPG	2021 年 12 月下旬
	4987458535116	53-511	STFGP-20ZPH	2022 年 2 月
	4987458535123	53-512	STFGP-20BPH	2021 年 11 月下旬
	4987458535130	53-513	STFG-20ZPH	2022 年 1 月
	4987458535147	53-514	STFG-20BPH	2022 年 1 月
	4987458535154	53-515	STFG-20ZPE	2021 年 12 月下旬
	4987458535161	53-516	STFG-20BPE	2022 年 2 月
	4987458535222	53-522	STFG-20BRCG-B	2022 年 8 月
	4987458535253	53-525	STFGP-20ZPG-B	2021 年 12 月下旬
	4987458535260	53-526	STFGP-20BPG-B	2021 年 12 月下旬
	4987458535277	53-527	STFG-20ZPG-B	2022 年 1 月
	4987458535284	53-528	STFG-20BPG-B	2022 年 2 月
	4987458535291	53-529	STFGP-20ZPH-B	2021 年 12 月中旬
	4987458535314	53-531	STFG-20ZPH-B	2022 年 6 月
	4987458535321	53-532	STFG-20BPH-B	2022 年 3 月
	4987458535376	53-537	STFGP-20ZTG-B	2022 年 11 月以降
	4987458535420	53-542	STFG-20BTG	2022 年 4 月
	4987458536021	53-602	STFG-20BPG-02-B	2022 年 10 月
	4987458536038	53-603	STFG-20BRCE-01	2022 年 11 月以降
	4987458536045	53-604	STFG-20BPH-02	2021 年 11 月上旬
	4987458536144	53-614	STFGP-20ZTRG-B	2021 年 10 月末
	4987458536151	53-615	STFG-20ZRCG-01	2021 年 10 月末

製品名	JAN コード	商品コード	品番	変更時期
ニプロフィルターセット	4987458536236	53-623	STFGP-20BRCG-03-B	2021 年 10 月末
	4987458536243	53-624	STFGP-20ZRCG-02-B	2022 年 2 月
	4987458536267	53-626	STFG-20BPH-02-B	2022 年 4 月
	4987458536274	53-627	STFGP-20BPH-02-B	2021 年 12 月下旬
	4987458536298	53-629	STFG-20BRCH	2021 年 11 月下旬
	4987458536304	53-630	STFGP-20ZPH-02-B	2022 年 2 月
	4987458536311	53-631	STFG-20BPI-03-B	2021 年 12 月下旬
	4987458536359	53-635	STFG-20BPG-03	2021 年 12 月下旬
	4987458536397	53-639	STFG-20BPI-03	2021 年 10 月末
	4987458536403	53-640	STFGP-20BPI	2022 年 10 月
	4987458536465	53-646	STFG-20ZRCB-B	2022 年 6 月
	4987458536489	53-648	STFGP-20ZRCG-03-B	2022 年 2 月
	4987458536540	53-654	STFGP-20ZPF-02-B	2022 年 2 月
	4987458536595	53-659	STFGP-20ZRCG-05-B	2022 年 2 月
	4987458536656	53-665	STFGP-20BPH-03-B	2022 年 11 月以降
	4987458536687	53-668	STFG-20ZPG-03-B	2022 年 1 月
	4987458536694	53-669	STFG-20BPG-03-B	2022 年 4 月
	4987458536700	53-670	STFG-20ZTRH	2021 年 10 月末
	4987458536731	53-673	STFGP-20ZPI-02-B	2022 年 10 月
	4987458536755	53-675	STFGP-20ZPG-02-B	2021 年 11 月下旬
	4987458536779	53-677	STFGP-20ZTRE	2021 年 11 月中旬
	4987458536786	53-678	STFGP-20ZTRH	2021 年 11 月上旬
	4987458536793	53-679	STFGP-20BTRH	2022 年 6 月
	4987458536809	53-680	STFGP-20ZR3E	2022 年 11 月以降
	4987458536816	53-681	STFG-20ZPG-04-B	2022 年 3 月
	4987458536823	53-682	STFGP-20ZTRI	2022 年 11 月以降
	4987458536830	53-683	STFG-20BPG-04	2021 年 10 月末
	4987458536847	53-684	STFGP-20ZRCG-01	2022 年 4 月
	4987458536854	53-685	STFGP-20ZPVE-B	2022 年 11 月以降
	4987458536861	53-686	STFG-20BPG-04-B	2022 年 2 月
	4987458536939	53-693	STFGP-20ZRCG-06-B	2022 年 11 月以降
	4987458536946	53-694	STFGP-20ZPI-04-B	2022 年 2 月
	4987458536953	53-695	STFG-20ZRCG-04	2021 年 10 月末
	4987458536960	53-696	STFGP-20ZPH-03-B	2021 年 11 月下旬
	4987458536977	53-697	STFG-20BPH-04-B	2022 年 1 月
	4987458537035	53-703	STFGP-20BPHV-01-B	2022 年 3 月
	4987458537059	53-705	STFG-20ZPH-04	2021 年 12 月下旬
	4987458537066	53-706	STFG-20BPH-04	2022 年 6 月
	4987458537073	53-707	STFGP-20ZTRG-02-B	2022 年 2 月
	4987458537080	53-708	STFGP-20BTRG-02-B	2022 年 3 月

製品名	JAN コード	商品コード	品番	変更時期
ニプロフィルターセット	4987458537127	53-712	STFG-20BPH-05-B	2022 年 2 月
	4987458537134	53-713	STFGP-20BMG	2022 年 1 月
	4987458537165	53-716	STFG-20BRCG-04	2022 年 9 月
	4987458537172	53-717	STFGP-20BRCG-06-B	2021 年 12 月中旬
	4987458537219	53-721	STFG-20BRCG-05	2022 年 1 月
	4987458537226	53-722	STFGP-20ZPI-05-B	2022 年 2 月
	4987458537240	53-724	STFG-20ZPG-02	2022 年 1 月
	4987458537257	53-725	STFG-20BPG-06	2022 年 1 月
ニプロアイセット	4987458661099	66-109	I-ZSTYCF-151	2022 年 11 月以降
	4987458661501	66-150	I-ZS-YC(1)S	2022 年 3 月
	4987458662614	66-261	I-ZS-YC(2)S-T	2021 年 10 月末

以上