

平成 30 年 2 月吉日

透析施設 各位

ニプロ株式会社

「W-RO×eco[®] Ao」外形サイズ変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は弊社透析用水作製装置をご愛用いただきご厚情の程、心より御礼申し上げます。

さて、この度お客様のニーズにお応えし透析用水作製装置（W-RO×eco[®] Ao）の外形サイズを変更させて頂きたくご案内致します。

新旧外形サイズ比較については別途資料をご参照ください。また、新外形サイズについては平成 30 年 2 月ご依頼分より対応致します。

以上、今後とも、より一層のご愛顧賜りますよう心からお願い申し上げます。

敬具

透析用水作製装置「W-RO×ecoAo」新旧サイズ表

現行製品サイズ

型式	W-RO×ecoAo									
	5L	10L	15L	20L	25L	30L	35L	40L	45L	50L
HR 装置外形サイズ (mm)	2250W	2250W	2250W	2550W	2800W	2900W	3500W	3500W	3500W	3700W
	900D	900D	900D	900D	900D	950D	950D	950D	950D	950D
	1850H	1850H	1850H	1850H ^(*1)	1850H	1850H	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)
HN 装置外形サイズ (mm)	2250W	2250W	2550W	2550W	2900W	3200W	3600W	3700W	3900W	4000W
	900D	900D	900D	900D	900D	950D	950D	950D	950D	950D
	1850H	1850H	1850H	1850H ^(*1)	1850H	1850H	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)
別置きタンクユニット外形サイズ (mm)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	1000W	1000W	1100W
								900D	1000D	1000D
RO水タンク容量 (L)	300	300	470	470	470	470	470	600	800	1000

備考) *1:20L-HR、35L-HR、40L-HR、45L-HR、50L-HRは、天板に前処理ユニット上部カバー(高さ150mm)が付きまます。

変更後製品サイズ (赤字が変更部分となります。)

型式	W-RO×ecoAo									
	5L	10L	15L	20L	25L	30L	35L	40L	45L	50L
HR 装置外形サイズ (mm)	2060W	2060W	2060W	2240W	2480W	2610W	2860W	2690W	2790W	2890W
	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D
	1850H	1850H	1850H	1850H ^(*1)	1850H	1850H	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)
HN 装置外形サイズ (mm)	2240W	2240W	2240W	2240W	2610W	2610W	2950W	2790W	2930W	2930W
	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D	1200D
	1850H	1850H	1850H	1850H ^(*1)	1850H	1850H	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)	1850H ^(*1)
別置きタンクユニット外形サイズ (mm)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	(内蔵)	1000W	1000W	1100W
								900D	1000D	1000D
RO水タンク容量 (L)	300	300	470	470	470	470	470	600	800	1000

備考) *1:20L-HR、35L-HR、40L-HR、45L-HR、50L-HRは、天板に前処理ユニット上部カバー(高さ150mm)が付きまます。