

医療関係者 各位

2021年11月
ニプロ株式会社

プレフィルドシリンジ製剤(血液凝固阻止剤) ご使用にあたってのお願い

謹啓


時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社が製造販売しておりますヘパリン Na 透析用 250 単位/mL シリンジ 20mL「ニプロ」およびヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 20mL「NP」において、シリンジバレル(筒)に亀裂があり、液漏れが発生した事例の報告が複数ございました(下の写真参照)。当該製品はプラスチック製品であり衝撃が加わると亀裂や割れが発生することがあることから、取り急ぎ情報提供させていただくことといたしました。お取り扱いにはご注意くださいたくお願い申し上げます。


プレフィルドシリンジ製剤のご使用にあたっては、以下の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。

- ・使用前に、シリンジバレル(筒)に亀裂や液漏れ等の異常が認められたときは、使用せず新しい製品と交換してください。
- ・特にシリンジポンプで薬液を持続注入している場合は、定期的に注入状態の確認をお願いします。

亀裂発生事例の外観
(製品ラベルあり)



亀裂発生事例の外観
(製品ラベルなし)



【対象製剤】

- ヘパリン Na 透析用 250 単位/mL シリンジ 12mL「ニプロ」
- ヘパリン Na 透析用 250 単位/mL シリンジ 16mL「ニプロ」
- ヘパリン Na 透析用 250 単位/mL シリンジ 20mL「ニプロ」
- ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 10mL「NP」
- ヘパリン Na 透析用 500 単位/mL シリンジ 20mL「NP」

プレフィルドシリンジ製剤のご使用にあたっては、各製品の添付文書をご確認頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

(問い合わせ先)

ニプロ株式会社 企画開発技術事業部 透析・血液浄化商品開発・技術営業部

電話番号:06-6373-0092

FAX 番号:06-6373-1581

受付時間 9 時～17 時 45 分 (月～金、祝日・弊社休業日を除く)