

お客様 各位

「ニプロ輸液セット」「ニプロ輸液ポンプ用セット」「セーフタッチ®EX チューブ T」 「セーフタッチ®三方活栓」(セーフタッチ®輸液システム) 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロ輸液セット」「ニプロ輸液ポンプ用セット」「セーフタッチ®EX チューブ T」「セーフタッチ®三方活栓」(セーフタッチ®輸液システム)の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。


引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- 三方活栓のコックにある、流路を示す△マークの箔をなくします。
箔が剥がれてしまい、三方活栓本体など別の箇所に異物として付着することを防ぐための変更になります。
変更後は矢印部分をへこませることで流路を示します。

変更見本



対象品番および流通開始時期

製品名	JAN コード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期
ニプロ輸液セット	4987458037139	03-713	STA-231WR00DEX3-80Z	22E 以降	未定
セーフタッチ®輸液システム	4987458076039	07-603	STA-231WR00M100DEX3-110Z	22D20N3	2023 年 2 月
	4987458076114	07-611	STA-216WR00D100 Z	22B23N1	2022 年 12 月
	4987458076121	07-612	STA-226WR00D100 Z	22C01N3	2022 年 8 月
	4987458076473	07-647	STA-226WR00DEX3-70Z	22B24N1	出荷済み
	4987458076480	07-648	STA-226WR00 Z	22B24N2	2022 年 6 月

製品名	JAN コード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期
ニプロ輸液セット	4987458076497	07-649	STP-226WR00	22E 以降	未定
セーフタッチ [®] 輸液システム	4987458076503	07-650	STA-211WR00 Z	22B28N6	2022 年 7 月
	4987458076602	07-660	STA-226WR00D100-2 Z	22B25N1	2022 年 5 月
	4987458076640	07-664	STA-216WR00LB Z	22D27L1	2023 年 2 月
	4987458076657	07-665	STP-216WR00LB	22E 以降	未定
	4987458076664	07-666	STA-226WR00LB Z	22C07L1	2022 年 7 月
	4987458076671	07-667	STP-226WR00LB	22E 以降	未定
ニプロ輸液ポンプ用セット	4987458074127	07-412	STFP-231V3IM150DSH25WR Z	22C19P5	2022 年 5 月
セーフタッチ [®] 輸液システム	4987458074196	07-419	STFP-216WR00DEX3-200 Z	22C01J6	2022 年 9 月
	4987458074202	07-420	STFP-216WRN00M180D100 Z	22E 以降	未定
	4987458074219	07-421	STFP-216WRN00M180D100	22E 以降	未定
	4987458074332	07-433	STFP-216WRN00M160D100 Z	22C02J3	2022 年 6 月
	4987458074349	07-434	STFP-216WRN00M160D100	22E 以降	未定
	4987458074516	07-451	STFP-226WR00CLB Z	22C25L2	2022 年 6 月
	4987458074523	07-452	STFP-226WR00D100CLB Z	22B19L1	2022 年 5 月
	4987458074530	07-453	STFP-226WR00D240CLB Z	22E 以降	未定
	4987458074547	07-454	STFP-226WRVM180DEX1-50	22E 以降	未定
	4987458074660	07-466	STFP-706V00D5B Z DEX5-80	22E 以降	未定
	4987458075582	07-558	STFP-211WR00 Z	22B24J7	2022 年 7 月
	4987458075599	07-559	STFP-211WR00	22B25J6	2023 年以降
	4987458075605	07-560	STFP-211WR00B Z	22C10L2	2022 年 9 月
	4987458075612	07-561	STFP-211WR00B	22C11L1	2022 年 7 月
	4987458075643	07-564	STFP-221WR00B-1 Z	22C28L1	2022 年 8 月
	4987458076619	07-661	STFP-226WRN00D100LBZ	22B15L2	出荷済み
	4987458554117	55-411	STFP-211WR00 LZ	22B25J2	2022 年 6 月
	4987458554124	55-412	STFP-211WR00 L	22E 以降	未定
セーフタッチ [®] EX チューブ T	4987458077203	07-720	STPBEX3-50NFR	22C11U1	2022 年 10 月
セーフタッチ [®] 輸液システム	4987458077210	07-721	STPBEX3-50NFRS	22E 以降	未定
	4987458077258	07-725	STPB-EX1-100NFR	22E 以降	未定
	4987458077265	07-726	STPB-EX3-12NFRS	22E 以降	未定
	4987458077296	07-729	STPB-EX1-50NFR	22E 以降	未定
	4987458077319	07-731	STPB-EX1-20PFRS	22E 以降	未定
	4987458077326	07-732	STPB-EX1-50PFRS	22E 以降	未定
	4987458077371	07-737	STPBEX5-5NFR3S	22E 以降	未定
セーフタッチ [®] 三方活栓	4987458171963	17-196	ST サンホウカツセン ST-NTR	22E07	9 月上旬頃
セーフタッチ [®] 輸液システム	4987458171970	17-197	ST サンホウカツセン ST-2NTR	22E07	8 月上旬頃
	4987458171987	17-198	ST サンホウカツセン ST-3NTR	22E11	7 月中旬頃