

「フローマックス®」

一部品番(18G×1 1/2"RB GA)代替品ご提供のご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う中国上海市のロックダウンの影響により、尼普洛（上海）有限公司（以下：「上海工場」）からの製造・出荷が長期停滞しておりましたが、6月1日に、上海市の全面ロックダウンが解除され、ようやく稼働を再開する運びとなりました。

しかしながら、弊社の販売する「フローマックス®」のすべての品種を上海工場製品でご提供するには、今しばらくの期間を要するため、以下の一部品番について、弊社別工場（ニプロタイランドコーポレーション：以下「タイ工場」）で代替製品を製造し、ご提供することになりましたのでご案内申し上げます。

対象品番およびその提供予定期間は下記の通りですが、現行品（上海製品）の再流通については、具体的な時期が確定次第、改めてご案内させていただきます。

お客様におかれましては多大なご迷惑をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げます。

謹白

対象品番

商品コード	商 品 名	JANコード	Gサイズ	長さ	刃面角	滅菌方法	製造工場
01-001	フローマックス 18GX1 1/2 RB GA	4987458010019	18G	38mm	RB	ガンマ線	上海工場

代替品番

商品コード	商 品 名	JANコード	Gサイズ	長さ	刃面角	滅菌方法	製造工場
01-601	フローマックスTH 18GX1 1/2 RB	4987458016011	18G	38mm	RB	EOG	タイ工場


代替品提供予定期間

2022年7月～ 8月末頃（※）

（※）弊社からの出荷期間です。弊社製造状況や、弊社代理店様の在庫状況により、ご提供期間は前後する場合があります。

（代替品包装仕様等は裏面の通り）

包装仕様

	個包装	内箱
入り数	1本	100本/1箱
包装仕様	 材質：不織布	
寸 法	90×20mm	110×85×91mm

	中間箱	外箱
入り数	2,000本/20箱・内箱	10,000本/5箱・中間箱
包装仕様		
寸 法	448×377×126mm	652×390×465mm

現行品との包装仕様変更点

		現行品（上海工場）	代替品（タイ工場）
個包装	材質	プラスチック	不織布
	デザイン	日本仕様	海外仕様
内 箱	材質	変更なし	
	デザイン		
	入り数		
中間箱	材質	設定なし	段ボール仕様
	デザイン		日本仕様
	入り数		2,000本/1 中間箱
外 箱	材質	変更なし	
	デザイン		
	入り数	3,000本/1ケース	10,000本/1ケース

以上