

透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」

仕様変更の件

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引立てにあずかり、厚く御礼申し上げます。

この度、透析用血液回路セット「シュアフロー[®]N」の仕様を変更いたします。

今後とも引き続きご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。


敬具

変更理由

安定供給を目的とした生産性向上のため。

変更内容

下記のとおり、ピロー前後のメインチューブの長さおよびメインチューブの径を変更いたします。

	変更前の長さ (ピロー上流/下流)	変更後の長さ (ピロー上流/下流)
	50mm/50mm, 60mm/60mm, 50mm/100mm, 80mm/80mm, 60mm/110mm	75mm/75mm
	50mm/150mm, 50mm/180mm, 50mm/200mm, 70mm/150mm, 100mm/150mm, 125mm/125mm	100mm/100mm
	50mm/250mm, 50mm/300mm, 100mm/200mm, 100mm/250mm, 150mm/200mm, 175mm/175mm	150mm/150mm
	50mm/400mm, 100mm/300mm, 100mm/350mm, 100mm/400mm, 150mm/250mm, 200mm/250mm, 200mm/300mm	200mm/200mm
	150mm/400mm, 200mm/350mm	200mm/400mm
	変更前のチューブ径寸法 (内径×外径)	変更後のチューブ径 寸法 (内径×外径)
	3.2mm×5.6mm	3.4mm×5.6mm

※品番により、動脈側メインチューブの全長が短く、もしくは長くなる場合もございます。

詳細は弊社営業担当者よりご案内いたします。

変更開始ロット

弊社営業担当者より随時ご連絡申し上げます。

以上