


排液バッグ

ニプロ ドレナージバッグ

新発売のご案内



特 長

- 腹水穿刺・排液などのドレナージに使用する排液バッグです。
- 点滴筒、ローラークランプ付きで排液速度の調整が可能です。
- 接続コネクタにはルアーロックを使用。カテーテルとのロック接続が可能です。
- ニプロ 細径穿刺カテーテル AK との 2 製品で腹水穿刺・排液が可能です。
- バッグ容量は 2,000mL です。

仕 様

医療機器届出番号: 27B1X00045000160 医療機器クラス分類: クラス I (一般医療機器)
一般的名称: 排液バッグ エチレンオキサイドガス滅菌済

商品コード	品番・規格	入 数	JAN コード
27-133	ニプロドレナージバッグ DBAM-20C	5 枚	4987458271335

発売時期

2022 年 11 月 24 日