

滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル

ニプロ 細径穿刺カテーテル AK 新発売のご案内



特 長

- 腹水穿刺・排液に使用するカテーテルキットです。
- カテーテルの留置、固定、ドレッシングに必要なパーツをキット化しました。
キット内容:カテーテル、注射筒(5mL)、メス、固定テープ(100×120mm)
固定具、閉鎖式プラグ
- カテーテルは弁付きキャップ、内套針付きです。(5Fr×10cm)
- キットの固定具により、カテーテル固定の手間、留置中のキンクを低減します。
- ニプロ ドレナージバッグと本製品で腹水穿刺・排液が可能です。

仕 様

医療機器認証番号:302AABZX00008000 医療機器クラス分類:クラスⅡ(管理医療機器)
一般的名称:滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル
エチレンオキサイドガス滅菌済

商品コード	品番・規格	入 数	JAN コード
23-780	サイケイセンシカテ 0510-AD	5 本	4987458237805

発売時期

2022 年 11 月 24 日予定