

「輸血セット」 仕様変更および一品番販売終了のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「輸血セット」の仕様変更および一品番の販売を終了いたしますのでご案内申し上げます。



引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- 製品の仕様を変更します。
 - ・コネクタの形状変更をします。
 - ・ラバーバルブ付きの品番は、ラバーバルブをなくします。
- 一品番の販売を終了します。

変更見本

	変更前	変更後
仕様例	 	 

対象品番および流通開始時期

【仕様変更品番】

JAN コード	商品コード	品番	初回ロット	変更時期	変更箇所
4987458890369	89-036	TF-4D1Z	2L05	2023 年 3 月中旬	エア針・ゴム管
4987458890512	89-051	K-90Z	3A05	2023 年 6 月	エア針・ロックコネクタ
4987458890543	89-054	TF-3B2LZ	未定	2023 年 4 月中旬	エア針
4987458890666	89-066	BY-7Z	未定	2023 年 5 月上旬	エア針・ロックコネクタ
4987458890710	89-071	血小板用針無し	2K10	2023 年 1 月上旬	ゴム管・ロックコネクタ

【販売終了】

・販売終了品番

JANコード	商品コード	品番	仕様	販売終了時期
4987458890352	89-035	TF-4A1Z	エア針・ゴム管・タコ管・静脈針	2023 年 4 月中旬



・後継品番

JANコード	商品コード	品番	仕様
4987458890369	89-036	TF-4D1Z	先端スリップ・静脈針

以上