



汎用超音波画像診断装置

ニプロIPエコー ZOOMモード追加品 新発売のご案内

**Normal mode**

+マーク（緑色）：深度1.0cm

Gain調整ボタン
長押しで切替
(3秒以上10秒未満)**Zoom mode**

+マーク（ピンク色）：深度0.5cm

特 長

- モニターと超音波プローブが一体化されたポータブルエコーです。
- 一体化により、穿刺部とモニタが同一視野で見られます。
- モード変更によりフォーカスを変更することができるようになりました。
(深度1.0cm、0.5cm)

仕 様

商品コード	品番・規格	JANコード
22-026	ニプロIPエコー アルファ	4987458220265

1台/箱

医療機器認証番号：230AABZX00103000

医療機器クラス分類：クラスII（管理医療機器）特定保守管理医療機器

発売時期

2023年1月16日