

「ニプロユローズバッグ®UB-20」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「ニプロユローズバッグ®UB-20」につきまして、仕様変更を行うこととなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具


対象品番

商品コード	商品名	JANコード
27-009	ユロ-ス®バッグ UB-20PCヘルト	4987458270093
27-010	ユロ-ス®バッグ UB-20PCストリング	4987458270109


変更内容

- ・使い勝手向上のため、排尿チューブのストッパを排尿コックに変更いたします。

現行



変更後



変更時期

2023年6月頃