

「閉鎖式計量尿バッグUB-M」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「閉鎖式計量尿バッグUB-M」につきまして、仕様変更を行うこととなりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも弊社商品をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

敬具

対象品番および変更後品番

現行

商品コード	商品名	JANコード
27-023	閉鎖式計量尿バッグ UB-M	4987458270239



変更後

商品コード	商品名	JANコード
27-030	ユロズバッグ UB-M	4987458270307

変更時期



2023年8月頃

変更内容

①超低床ベッド対応のため、バッグの形状を変更します。



②使い勝手向上のため、排尿チューブがクランプから排尿コックになります。



③ボトルの容量が200mLから350mLになります。



④つり下げが紐からベルトになります。

