

お客様 各位

## 「セーフタッチ® 三方活栓」 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「セーフタッチ® 三方活栓」におきまして、下記の仕様変更致しますので  
ご案内申し上げます。今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 対象品番・変更ロット

商品コード	品番・規格	変更ロット	変更時期	JAN コード
17-151	ST-RCP ロック	16F27	7月下旬頃	4987458171512

※入り数の変更はありません。

入数 25個/箱

- 尚、本品を組み込んでいる製品につきましても、順次切り替わります。

### 変更内容

製品の内部形状を改良し、コック切り替え時のクリック感を向上させました。

これにより、流路の切り替えを容易に行うことができます。



以上