

抗菌泌尿器用カテーテル

抗菌フォーリーカテーテル Kit Product & with Bag 新発売のご案内



特 長

- 生体適合性に優れたシリコンゴムに抗菌剤を添加したフォーリーカテーテルは、カテーテル関連尿路感染症(CAUTI)の遅延が期待できます。
- カテーテルと尿バッグの接続部分は熱収縮チューブでシールされ、不用意な取り外しを防ぎ細菌の侵入を防止します。
- 抗菌フォーリーカテーテルKit Productは、カテーテル留置に必要な消耗品を滅菌状態で同封されています。抗菌フォーリーwith Bagは、カテーテルとバッグのみのシンプルなセット品です。
- エチレンオキサイドガス滅菌済みです。

規 格

医療機器承認番号: 22300BZX00442000 クラス分類: クラスⅢ (高度管理医療機器)

【Kit Product】

商品コード*	品名・規格	参考価格	梱包	JANコード*
25-492	抗菌フォーリーカテK ABFS2-14-K1	18,000円/ 5キット	20キット (5キット×4箱)	4987458254925
25-493	抗菌フォーリーカテK ABFS2-16-K1			4987458254932
25-494	抗菌フォーリーカテK ABFS2-18-K1			4987458254949
25-495	抗菌フォーリーカテK ABFS2-20-K1			4987458254956

【with Bag】 抗菌フォーリーカテーテル + 低床用尿バッグ(※受注生産)

商品コード*	品名・規格	参考価格	梱包	JANコード*
25-488	抗菌フォーリーカテB ABFS2-14-B1	12,000円/ 5セット	50セット (5セット×10箱)	4987458254888
25-489	抗菌フォーリーカテB ABFS2-16-B1			4987458254895
25-490	抗菌フォーリーカテB ABFS2-18-B1			4987458254901
25-491	抗菌フォーリーカテB ABFS2-20-B1			4987458254918

発売時期

平成28年9月12日(月)

以上