

汎用注射筒

## オムニフィックス・インジェクト(インジェクト) 新発売のご案内



### 特長

- シリコンフリーの2ピースシリンジ  
ガasketが無いシリコンフリーのシリンジです。  
シリコンオイルが不適な薬剤に有用です。  
なお、1mLタイプの先端は極力デッドスペースを減らした形状にしています。
- 豊富なサイズバリエーション  
ルアータイプは1mL、2mL、5mL、10mL、20mLの5品種、  
ロックタイプは2mL、5mL、10mL、20mLの4品種を用意しております。
- ラテックスフリー  
シリンジの材質はラテックスを含まない材料で構成されています。



1mLタイプ先端形状

### 仕様

一般医療機器 (クラス I) 医療機器届出番号: 13B1X00218448002

商品コード	品番	シリンジ容量	先端形状・口位置	最小目盛	補助目盛	JANコード	備考
08-068	インジェクト 1ML ルアースリップ	1mL	ルアースリップ・中口	0.01mL	無し	4987458080685	押し子 グリーン
08-194	インジェクト 2ML ルアースリップ	2mL	ルアースリップ・中口	0.1mL	3mL	4987458081941	
08-195	インジェクト 2ML ロック	2mL	ルアーロック・中口	0.1mL	3mL	4987458081958	
08-591	インジェクト 5ML ルアースリップ	5mL	ルアースリップ・横口	0.2mL	6mL	4987458085918	
08-592	インジェクト 5ML ロック	5mL	ルアーロック・中口	0.2mL	6mL	4987458085925	
08-693	インジェクト 10ML ルアースリップ	10mL	ルアースリップ・横口	0.5mL	12mL	4987458086939	
08-694	インジェクト 10ML ロック	10mL	ルアーロック・中口	0.5mL	12mL	4987458086946	
08-796	インジェクト 20ML ルアースリップ	20mL	ルアースリップ・横口	1mL	24mL	4987458087967	
08-797	インジェクト 20ML ロック	20mL	ルアーロック・中口	1mL	24mL	4987458087974	

入数: 100本/箱

### 発売時期

平成29年4月27日