


末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテルイントロデューサキット

ニプロPICCキット 新発売のご案内



①4.5Frカテーテル ②22G×2インチ外套管穿刺針 ③スカルペス ④注射筒
⑤シース付ダイレータ ⑥コネクタクッション ⑦インジェクションプラグ ⑧STプラグ
⑨カテーテルコネクタ ⑩固定具 ⑪固定クリップ ⑫延長チューブ
⑬0.018インチガイドワイヤ(アングル) ⑭ドレッシング ⑮ドレイプ

特 長

- カテーテル先端スリットバルブにより、注入・閉鎖・吸引が可能です。
- 2本のアラミド繊維で補強されたシリコン製カテーテル。
- 22G×2インチのプラスチックカニューラ穿刺針で安全で低侵襲なカテーテル留置をサポート。
- コネクタクッションにて、コネクタ部の固定を安心・安全にできます。

仕 様

医療機器承認番号：22300BZX00440000 高度管理医療機器(クラスⅣ)
販売名：ニプロPICCキット

商品コード	品番	カテーテル			ガイドワイヤ	JANコード
		外径(mm)	有効長	プライミング量	外径(mm)×長さ	
22-008	PCV4.5FR-S	4.5Fr(1.5mm)	600mm	0.45mL	22G(0.8mm)×2インチ(50mm)	4987458220081

発売時期

平成29年12月20日