

2018年4月

お客様 各位

## 「ジェノスカラー・PZA TB, ジェノスカラー・INH TB」 販売中止のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、誠に勝手ながら「ジェノスカラー・PZA TB」および「ジェノスカラー・INH TB」の販売を中止させていただくことになりましたので、ご案内致します。

大変ご迷惑をおかけ致しますが、今後とも引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

### 販売終了品

商品コード	JANコード	品名	入数	測定回数	参考価
11-659	4987458116599	ジェノスカラー・PZA TB	1箱	20テスト	¥167,000
11-660	4987458116605	ジェノスカラー・INH TB	1箱	20テスト	¥167,000

### 代替品

商品コード	JANコード	品名	入数	測定回数	参考価
11-718	4987458117183	ジェノスカラー・PZA-TB II	1箱	20テスト	¥167,000
11-719	4987458117190	ジェノスカラー・INH-TB II	1箱	20テスト	¥167,000

### 変更点

- ジェノスカラー・PZA TB および INH TB にて2回必要であった増幅行程が1回になりました。
- ポリメラーゼ溶液が同封されており、お客様が増幅のための酵素を別途用意する必要がありません。
- 複数の増幅試薬が1本にまとめられ、作業の手間が軽減されました。

### 終了時期

商品コード	品名	終了時期	備考
11-659	ジェノスカラー・PZA TB	2018年8月下旬	在庫がなくなり次第販売終了
11-660	ジェノスカラー・INH TB	2018年4月下旬	在庫がなくなり次第販売終了