

「シュアーフューザー®A用ポーチ」 仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「シュアーフューザーA用ポーチ」の仕様を変更いたしますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

変更内容

- ポーチの色合い、サイズを変更致しました。(製造場所変更のため)

変更見本

- SFSポーチ青(細)【シュアーフューザーA 50mL、100mLタイプ用ポーチ】



現行

現行
 ポーチ:幅 約Φ6.5cm、高さ 約20cm
 紐:長さ(最長)約95cm、幅 約2cm

変更後

変更後
 ポーチ:幅 約Φ6.5cm、高さ 約21cm
 紐:長さ(最長)約115cm、幅 約2cm

- SFSポーチ青【シュアーフューザーA 150mL、250mL、300mLタイプ用ポーチ】



現行

現行
 ポーチ:幅 約Φ8.5cm、高さ 約21cm
 紐:長さ(最長)約113cm、幅 約2.5cm

変更後

変更後
 ポーチ:幅 約Φ8.5cm、高さ 約22cm
 紐:長さ(最長)約115cm、幅 約2cm

対象品番及び変更時期

商品コード	商品名	変更時期	変更ロット
51-684	SFSポーチ青(細) バックルタイプ	平成30年4月	180119
51-685	SFSポーチ青 バックルツキ	平成31年1月頃	180119