

中空糸型透析器

「トリアセテートホローファイバーダイアライザーFB-F α eco シリーズ」

品番追加のご案内

拝啓 時下ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、中空糸型透析器「トリアセテートホローファイバーダイアライザー FB-F α eco シリーズ」に 1.1、1.3 m²の膜面積を追加致しますのでご案内申し上げます。尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げますので、引き続きご愛顧の程お願い申し上げます。

敬具

追加品番内容

品名		FB-110F α eco	FB-130F α eco
商品コード		65-574	65-576
JANコード		4987458655746	4987458655760
膜面積(m ²)		1.1	1.3
有効長(mm)		205	216
血液容量(mL)		65	75
クリアランス (mL/min)	尿素	191	194
	クレアチニン	183	188
	リン	174	180
	VB ₁₂	130	140
	ミオグロビン	61	70
中空糸	材質	セルローストリアセテート	
	内径	200 μ m	
	膜厚	15 μ m	
滅菌方法		ガンマ線滅菌	

■性能測定条件

JIS T 3250 による

クリアランス測定条件: QB=200mL/min、QD=500mL/min、QF=10mL/min 試験液は水溶液

販売開始時期

・平成 30 年 4 月 25 日

以上