

平成 30 年 5 月

お客様各位



血液濾過器 「ニプロヘモフィルター」 濾液口キャップ仕様変更のご案内

拝啓 時折ますますのご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、この度血液濾過器「ニプロヘモフィルター」の濾液口のキャップを下記の通り変更致しますので、ご案内申し上げます。
今後とも引き続きご愛顧を賜りますよう、宜しく御願い申し上げます。

敬具


変更点

濾液口のキャップの形状を強度アップのため、下記の通り変更致します。
(濾液口キャップ外周部を肉厚にしました)



注 1) 血液口のキャップと濾液口のキャップ形状は異なります。そのため濾液口キャップを血液口に装着することはできません。

注 2) 血液口のキャップは変更ありません。



対象製品

UF シリーズ 全品番

変更時期

18E10E 以降のロットより変更となります。
※詳細な変更時期については弊社担当営業より、ご連絡させていただきます。

以上