

「マイクロニードル ポート」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。
平素は格別なるお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度「マイクロニードル ポート」に下記内容の部品追加及び仕様変更を行いますので
ご案内申し上げます。
尚、製品の納入時期につきましては弊社担当者よりご連絡申し上げます。
引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬白

該当品番

商品 コード	品番	包装単位	JAN コード	変更ロット
24-003	MNP-08AN	1 キット/箱	4987458240034	18G0638
24-004	MNP-08JN	1 キット/箱	4987458240041	未定

- ・販売名 : マイクロニードル ポート
- ・医療機器承認番号 : 22600BZX00459000
- ・一般的名称 : 長期的使用注入用植込みポート
- ・クラス分類 : クラスIV (高度管理医療機器)

変更内容

- ・追加部品
ペインピック



- ・仕様変更
プラスチックカニューラ針
(内針先端から 3cm 部分に目盛り)



- * ペインピックの部品追加はカットダウン法の手技に対応でき、留置手技の選択を増やします。
- * プラスチックカニューラ針の目盛りは穿刺深度の目安を作ることで誤穿刺防止に役立ちます。

変更時期

- ・24-003 MNP-08AN 平成30年9月頃
- ・24-004 MNP-08JN 未定

以上