

透析用血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」  
(NS-3030-NCV-2-FYD)

## 品番変更のご案内

拝啓 時下益々ご隆盛のことと心よりお慶び申し上げます。  
弊社製品につきまして、平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、この度、透析血液回路セット「シュアフロー<sup>®</sup>N」補液回路 ガンマ線滅菌品の品番を変更させて頂く  
ことになりました。  
JAN コード、商品コード、品番等が変更致しますので、ご案内申し上げます。  
変更時につきましては弊社営業担当者よりご案内申し上げます。  
今後とも引き続き、ご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具



## 変更内容

|              | 変更前製品                                      | → | 変更後製品                                      | 変更の<br>有無 |
|--------------|--------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-----------|
| 販売名称         | シュアフロー <sup>®</sup> N<br>付属品(補液ライン)        |   | シュアフロー <sup>®</sup> N<br>付属品(補液ライン)        | 変更なし      |
| 製造販売<br>認証番号 | 220AABZX00073000                           |   | 220AABZX00073000                           | 変更なし      |
| 商品コード        | 73-902                                     |   | 73-910                                     | 変更あり      |
| 品番           | ケツエキカヨ<br>NS-3030-NCV-2-FYD                |   | NS-3000-NCV-FY                             | 変更あり      |
| JAN コード      | 4987458739026                              |   | 4987458739101                              | 変更あり      |
| 個包装形態        | ガンマ線滅菌用包材                                  |   | ガンマ線滅菌用包材                                  | 変更なし      |
| 滅菌方法         | ガンマ線滅菌                                     |   | ガンマ線滅菌                                     | 変更なし      |
| チューブ可塑剤      | 1,2-シクロヘキサンジカルボン酸<br>ジイソノニルエステル<br>(DINCH) |   | 1,2-シクロヘキサンジカルボン<br>酸ジイソノニルエステル<br>(DINCH) | 変更なし      |
| 逆止弁下流チューブ径   | 3.0×5.1mm                                  |   | 3.3×5.0mm                                  | 変更あり      |
| Y 字チューブのクランプ | 有り                                         |   | 無し                                         | 変更あり      |
| Y 字チューブのコネクタ | 紐無し                                        |   | 紐付き                                        | 変更あり      |

入り数は変更ありません。

裏面に続きます

品番図面

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 変更前製品 | MODEL:NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NS-3030-NCV-2-FYD | TYPE |
|       |  <p>注意 : 青い液体<br/>BLUE<br/>DH-R-171 N-7 V-2<br/>3.0x5.0x100 Blue<br/>3.3x5.0x1400<br/>4.7x7.0x20 DH-87<br/>Cut length 250<br/>8.0x12.0x220<br/>注意 : EL luer cap Mold 2<br/>3.3x5.0x100 DH-N-182<br/>注意 : 青い液体<br/>BLUE<br/>R-97 4.7x7.0x20<br/>3.3x5.0x450<br/>注意 : 赤い液体<br/>RED<br/>N-67 DH-R-170 N-7<br/>3.0x5.0x100</p> <p>注意 : Rolling joint 青い液体</p> |                   |      |
| 変更後製品 | MODEL:NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NS-3000-NCV-FY    | TYPE |
|       |  <p>注意 : 青い液体<br/>BLUE<br/>DH-R-171 N-7 V-2<br/>3.0x5.0x100 Blue<br/>3.3x5.0x1400<br/>4.7x7.0x20 DH-87<br/>Cut length 250<br/>8.0x12.0x220<br/>注意 : 青い液体<br/>BLUE<br/>R-97 4.7x7.0x20<br/>3.3x5.0x450<br/>注意 : 青い液体<br/>BLUE<br/>N-67 DH-R-170 N-7<br/>3.0x5.0x100</p> <p>注意 : Rolling joint 青い液体<br/>Caution : Rolling joint Blue</p>                   |                   |      |

赤で囲った部分が変更点となります。

変更開始時期

変更ロット 18J01 より

以上