

お客様 各位

# 「ニプロケアファストLink<sup>®</sup>」仕様変更のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別なるお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ニプロケアファストLink<sup>®</sup>」の仕様を変更致しますのでご案内申し上げます。

引き続きご愛顧の程宜しくお願い申し上げます。

敬具

## 変更内容

変更前



変更後



外観写真

測定結果の測定値表示を1色表示から、数字枠に黒枠を設け見やすくしました。  
 (その他の仕様については、変更前と同様です)

## 対象品番

ニプロケアファストLink<sup>®</sup> 自己検査用グルコース測定器  
 医療機器承認番号:22800BZX00430000 高度管理医療機器(クラスⅢ) 特定保守管理医療機器

| 商品コード  | 商品名               | 入数   | 梱包単位   | 参考価格    | JANコード        |
|--------|-------------------|------|--------|---------|---------------|
| 11-077 | ニプロケアファストLink     | 1台   | 1台/箱   | 13,000円 | 4987458110771 |
| 11-079 | ニプロケアファストLinkA100 | 1セット | 1セット/箱 | 23,000円 | 4987458110795 |
| 11-080 | ニプロケアファストLinkA120 | 1セット | 1セット/箱 | 25,000円 | 4987458110801 |
| 11-073 | ニプロケアファストLinkA30  | 1セット | 1セット/箱 | 16,800円 | 4987458110733 |

※ 商品コード、一般的名称、医療機器承認番号等は、従来そのまま変更はありません。

※ 仕切価格(代理店価、卸価)、参考価も変更はありません。

※ ニプロケアファストLink<sup>®</sup>の専用センサーは、従来通りニプロCFセンサー(承認番号:22700EZX00030000 11-089 25枚入り、11-090 30枚入り)をご使用ください。

## 変更ロット

2019年1月より順次変更品となります。

| 商品コード  | 商品名               | 製造番号  |
|--------|-------------------|-------|
| 11-077 | ニプロケアファストLink     | 18K27 |
| 11-079 | ニプロケアファストLinkA100 | 19A** |
| 11-080 | ニプロケアファストLinkA120 | 18K28 |
| 11-073 | ニプロケアファストLinkA30  | 18E28 |