

# 新発売



ニプロ株式会社

ウロキナーゼ使用緊急時ブラッドアクセス留置用カテーテル

## ブラッドアクセス UK - カテーテルキット テオス<sup>®</sup>エンドホール型マルチホールタイプ新発売の件



### 特長

- ・脱血ルーメンにホール(小穴)を複数設け、血管壁へのへばりつきによる脱血不良を低減します。
- ・カテーテル内外面にウロキナーゼを固定化しているため、血栓形成を抑制します。
- ・ハブの材質が POM (ポリアセタール) のため、アルコール消毒が可能です。

### 仕様

○テオス<sup>®</sup>エンドホール型 マルチホールタイプ

商品コード	JANコード	商品名	カテーテル		カテーテル形状
			外径(Fr)	有効長(cm)	
40-637	4987458406379	BA/UK UB-1215-TH4	12	15	ストレート
40-634	4987458406348	BA/UK UB-1215-THJ4	12	15	プレカーブ
40-635	4987458406355	BA/UK UB-1220-TH4	12	20	ストレート
40-636	4987458406362	BA/UK UB-1225-TH4	12	25	ストレート

○テオス<sup>®</sup>025 エンドホール型 マルチホールタイプ

商品コード	JANコード	商品名	カテーテル		カテーテル形状
			外径(Fr)	有効長(cm)	
40-638	4987458406386	BA/UK UB-1215-THA4	12	15	ストレート
40-639	4987458406393	BA/UK UB-1215-THJA4	12	15	プレカーブ
40-640	4987458406409	BA/UK UB-1220-THA4	12	20	ストレート
40-641	4987458406416	BA/UK UB-1225-THA4	12	25	ストレート

医療機器承認番号：16100BZZ01735000  
生物由来製品

クラスⅢ (高度管理医療機器)

### 発売時期

2019年2月1日(金)

以上