

新発売

お客様 各位

2019 年 2 月

持続緩徐式血液濾過器



UT フィルター®A「AUT®-eco シリーズ」 新発売のご案内

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度持続緩徐式血液濾過器“UT フィルター®A「AUT®-eco」”を新たに発売することとなりましたのでご案内申し上げます。何卒、ご高承のうえ、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

特 長

- 濾過に適した非対称構造の ATA® (Asymmetric Triacetate) 膜による高い蛋白分画特性と性能低下の抑制
- 膜表面平滑化による高い生体適合性
- PVP・BPA の溶出リスクなし



仕 様

医療機器承認番号: 23000BZX00268000 高度管理医療機器 クラスⅢ

品名		AUT-11 eco	AUT-15 eco	AUT-21 eco
商品コード		63-474	63-476	63-478
JANコード		4987458634741	4987458634765	4987458634789
膜面積 (m ²)		1.1	1.5	2.1
有効長 (mm)		202	224	261
血液容量 (mL)		65	90	125
クリアランス (mL/min)	尿素	16.6	16.6	16.7
	VB12	16.2	16.3	16.5
	イヌリン	16.0	16.3	16.4
ふるい係数 1時間値[24時間値]	イヌリン	1.15[1.12]		
	β 2ミクログロブリン	0.97[0.85]		
	アルブミン	0.022以下[0.016以下]		
UFR (mL/hr/kPa)		3.3	4.0	4.8
中空糸	材質	セルローストリアセテート		
	内径 (μ m)	200		
	膜厚 (μ m)	25		
滅菌方法		ガンマ線滅菌		

■性能測定条件

JIS T 3250による

クリアランス測定条件: QB=100mL/min、QD=16.7mL/min、QF=0mL/min 試験液は水溶液

ふるい係数測定条件: QB=100mL/min、QD=0mL/min、QF=10mL/(min・m²) 試験液は牛血漿 (TP=6.0±0.5g/dL)

UFR 測定条件: QB=100mL/min、TMP=40~90mmHg 試験液は牛血液 (Ht=32±3%, TP=6.0±0.5g/dL)

発売時期

発売時期 2019 年 2 月 4 日

※上記以外の膜面積につきましては、別途追加いたします。

以上